


# 醫藥・精密化學品專用




GMP對應型離心分離機  
CO-G型上排式半自動操作  
少量多樣化產品最適

Model CO-G  
**CO-G型** GMP対応  
ケーシング開閉型  
Casing opening and closing system



- ◎外蓋簡易開閉，可充份清洗，檢查方便徹底。
- ◎轉籃底部平面設計無死角，易洗淨確認。
- ◎氣密構造，耐壓防爆，安全性高。
- ◎支撐部採用防震橡膠，減少污染，清理方便。
- ◎特殊 Labyrinth Seal 機體內浸漬洗淨。

※尚有全自動連續式各種機型及濾過、洗淨、乾燥三機一體的過瀘乾燥機資料備索。



機械型式 Model	バスケット寸法 Basket size	最大容量 Capacity (ℓ)	回転数 Revolutions per minute (r/min)	遠心効果 Centrifugal effects (G)	モータ Motor (KW)	概算重量 Approximate weight (kg)	概略寸法 (mm) Approximate size		
	直径×深さ (mm) Diameter × Depth						A	B	C
CO-20-G	485× 275	25	1800	880	2.2	530	960	1320	690
CO-24-G	610× 275	40	1600	870	2.2	630	1120	1510	720
CO-30-G	760× 330	60	1250	660	3.7~5.5	900	1300	1740	840
CO-36-G	915× 360	95	1100	620	5.5~7.5	1300	1560	2230	1000
CO-42-G	1070×410	150	950	540	7.5~11	1800	1750	2280	1070

<http://www.goodmorning.com.tw>



**晨安企業股份有限公司**

GOOD MORNING Enterprise Co., Ltd.

台北市南港區成功路一段32號5樓之10  
5F-10, No. 32, Cheng-Gong Road, Sec. 1, Nan-Gang, Taipei, Taiwan  
Tel: 886-2-2651-3352 / 6616-0668 • Fax: 886-2-6616-0669 / 2653-7629  
E-mail: gm1219@ms64.hinet.net <http://www.goodmorning.com.tw>

**上海晨安工貿有限公司**

上海市天山路600弄3號思創大廈12D座  
郵編: 200051  
TEL: 86-21-5289-6129 / 6159 • FAX: 86-21-5289-6351  
URL: [www.g-morning.com](http://www.g-morning.com)



田邊離心分離機 洽詢表

年 月 日

晨-Ref.04-TANABE-02

公 司 名 稱		TEL		FAX		
地 址						
單 位 負 責 人		部門:				
原 液 性 質	設 備 名 稱/目 的					
	前 後 程 序					
	原 液	名稱〔或組成〕			沸 點	
		揮發性	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	易 燃 性	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	起 泡 性
		腐蝕性	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	毒 性	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
		原液濃度		比 重		黏 度
	固 體	比 重	真 比 重		假 比 重	
		粒 徑 分 布				
		粒 子 形 狀		壓 縮 性		其 他
		凝 聚 性		沉 降 性		熔 點
濾 液	比 重		黏 度			
是否隨時間變化						
對人體危害性			MSDS	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
其他操作注意事項						
處 理 條 件	處理量	原料·乾濾餅	Kg/hr	運轉時間/天	處理溫度	
	分離後固體含液率	%		澄清液中的固體含量	%	
	清洗〔或不需液體〕	清洗液名稱		清洗液量	助劑	
	固體〔或液體〕	<input type="checkbox"/> 固 <input type="checkbox"/> 液	目前處理方法			
	若選用過濾乾燥則需填	乾燥溫度: °C	乾燥條件	<input type="checkbox"/> 通氣 <input type="checkbox"/> 真空	使用破碎機	<input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 否
其 他	蒸 氣	MPa	冷卻水	°C	MPa	
	電 源	V Phase Hz				
	其 他					
	安裝場所描述	安裝場所	<input type="checkbox"/> 室內· <input type="checkbox"/> 室外	<input type="checkbox"/> 無塵室	等級:	
使用材質	液體接觸部	金屬部		密封材料		
備 註						

晨安企業股份有限公司 TEL : (02)6616-0668 FAX : (02)6616-0669

E-mail : @goodmorning.com.tw

From : \_\_\_\_\_

<http://www.goodmorning.com.tw>