

# EZ-Go 病患移位滑墊

## Patient Transfer Slide

### 小兵立大功。搬運 移位的最佳幫手

- ◎避免因不當搬運導致工作人員下背部疼痛及病患二次傷害
- ◎無需使用大型搬運設備，即可輕鬆完成病患移位功能。
- ◎降低作業成本、節省人力、不佔空間，符合經濟效益。



1. 病患側身，放入移位滑墊



2. 病患平躺於滑墊，移動病患



3. 病患側身，取出移位滑墊

**操作簡單。安全便利**  
使用方式：適用於病房、急診、檢查室等搬運移位。

根據美國勞工統計處(Bureau of Labor Statistics)統計：  
醫療照護人員在各行業中是最容易背部受到傷害的且排名第一。  
美國Journal of Healthcare Safety, Compliance & Infection Control "Reducing back injury in unrsing" 研究報告指出，200床的急救單位做了一年實驗，因使用移位器材而整年無發生任何人員背部受到傷害，且有效降低營運成本，減少職業傷害。



# EZ-Go<sup>®</sup> Patient Transfer System

## EZ-GO 轉位墊

輕鬆協助老人家、病患及和行動不便者上下床、車、洗澡椅及輪椅  
亦可作為椅上、床上運動輔具

榮獲日本、台灣、美國、英國、德國、韓國及中國專利



EZ-300

床上/車上/椅上用轉位墊



EZ-400

地板/浴室用轉位墊

採用防滑、防水材質，

可適用於地板上協助下床後轉位，亦可放置在洗澡椅上使用。



EZ-100(搬運移位滑墊)	
尺 寸	177cm x 55cm(展開) 88cm x 55cm(摺疊)
重 量	3.0kg

EZ-200(軟式搬運移位滑墊)	
尺 寸	156cm x 55cm(展開)
重 量	0.9kg

EZ-250(軟式搬運移位滑墊-短)	
尺 寸	60cm x 50cm(展開)
重 量	0.5kg

EZ-300(床上/車上/椅上用轉位墊)	
尺 寸	直徑40cm
重 量	1.3kg

EZ-400(地板/浴室用轉位墊)	
尺 寸	直徑32cm
重 量	1kg